

INFO PRODUCTO

Consulta médica



GMD es una compañía con más de 30 años de experiencia en la distribución de material médico, constituida por un grupo experto de profesionales a su servicio. En GMD creemos que la especialización es una de las claves del éxito. Por eso, tenemos el placer de presentarle este folleto en el que relacionamos los artículos de consumo más habituales en la especialidad que usted desarrolla. Además de los productos aquí presentados, le invitamos a visitar nuestra web: www.gmd-medical.com donde podrá encontrar un catálogo con más de 50.000 artículos a su disposición. No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier tipo de consulta relacionada con nuestros productos.

CELULOSA PRECORTADA

Apósitos celulosa

Celulosa precortada en cuadros 4 x 5 cm (2 x 500 uds)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
5454004908	Celulosa precortada 5 x 4 cm	1 x 500 uds.



INSTRUMENTAL

Depresor

Depresor de alta calidad con extremos redondeados. Para uso profesional a nivel médico y nivel estética como espátula. Medida: 13,5 cm x 1,8 cm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
5454002201	Depresor de madera no estéril	1 x 100 uds.
5454002232	Depresor de madera estéril	1 x 100 uds.



ESPARADRAPOS

Españaradrapo adhesivo de TNT

Españaradrapo de tejido sin tejer adhesivo permite una cierta movilidad funcional. Fácil de aplicación por el corte en onda del papel protector. Escala calibrada en el papel protector para un mejor cálculo del consumo. Para la fijación de apósitos de gran superficie.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
5454000115	Españaradrapo adhesivo de TNT 5 cm x 10 m	1 x 5 uds.
5454000122	Españaradrapo adhesivo de TNT 10 cm x 10 m	1 x 5 uds.
5454000214	Españaradrapo adhesivo de TNT 15 cm x 10 m	1 x 5 uds.
5454000283	Españaradrapo adhesivo de TNT 20 cm x 10 m	1 x 5 uds.



Consulta médica

ESPARADRAPOS

Esparadrapo adhesivo de film fix

Esparadrapo de film fácil de usar: viene con un diseño de corte para facilitar el pelado. Vendaje de 3 capas, quitar el plástico siguiendo las flechas. Pegar sobre la piel limpia y seca. Posteriormente, despegar el papel con cuidado. Especialmente adecuado para pegar un largo tiempo sobre piel.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
5454000146	Esparadrapo adhesivo transparente film fix 10 cm x 10 m 1 u.	1 u.
5454000153	Esparadrapo adhesivo transparente film fix 15 cm x 10 m 1 u.	1 u.



BATAS PACIENTE

Bata paciente RX PP azul oscuro sin mangas

Bata paciente desechable RX sin mangas. Ajustable mediante cintas al cuello y la cintura. Medidas: 107 x 150 cm. Color: azul oscuro.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
5454004403	Bata paciente desechable rx pp.40 g azul s/mangas,c/cintas	1 x 10 uds.



Bata desechable verde con puño elástico

Bata desechable de polipropileno verde equipada con puño elástico. Presentada en cajas de 100 batas desechables. Medidas: 115 x 137 cm. Color: verde.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
5454004373	Bata desechable verde con puño elástico TST	1 x 10 uds.
5454003932	Bata desechable verde con puño tricot TST	1 x 10 uds.



Bata industrial cierre de velcro sin bolsillo

Bata pensada para proteger el cuerpo y los brazos

- Confortable, cómoda y transpirable
- Sin bolsillos
- Cierre delantero mediante puntos de velcro
- Manga larga con puños elásticos

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
5454004458	Bata industrial con cierre de velcro 1 u.	1 x 10 uds.



Consulta médica

BOLSAS PARA ESTERILIZAR

Bolsas para esterilizar autosellantes

Están diseñadas con un film transparente laminado y papel de uso médico. Su indicador cambia de color azul a negro, en esterilización de vapor. En el caso de esterilización por óxido de etileno, el indicador de color cambia de rosa a amarillo. Instrucción de uso:



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
5454009002	Bolsa para esterilizar autosellantes 57 x 100 mm	1 x 200 uds.
5454009019	Bolsa para esterilizar autosellantes 70 x 260 mm	1 x 200 uds.
5454009026	Bolsa para esterilizar autosellantes 83 x 160 mm	1 x 200 uds.
5454009033	Bolsa para esterilizar autosellantes 90 x 260 mm	1 x 200 uds.
5454009040	Bolsa para esterilizar autosellantes 135 x 260 mm	1 x 200 uds.
5454009057	Bolsa para esterilizar autosellantes 200 x 360 mm	1 x 200 uds.



Rollo para esterilizar

Rollo para esterilización muy resistentes. Compuesto por una cara de papel y otra de plástico para favorecer la visualización del contenido. Con testigo de esterilización.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
5454009064	Rollo para esterilizar 5 cm x 200 m	1 u.
5454009071	Rollo para esterilizar 7,5 cm x 200 m	1 u.
5454009088	Rollo para esterilizar 10 cm x 200 m	1 u.
5454009095	Rollo para esterilizar 15 cm x 200 m	1 u.
5454009101	Rollo para esterilizar 20 cm x 200 m	1 u.
5454009118	Rollo para esterilizar 25 cm x 200 m	1 u.
5454009125	Rollo para esterilizar 30 cm x 200 m	1 u.



TERMOTERAPIA

Bolsa instantánea de frío

Alivia el dolor y reduce una posibilidad hinchazón de la zona corporal afectada. Directo a piel. Medida: 14,5 x 17,5 cm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
5454007701	Bolsa instantánea de frío TNT, color blanco	1 x 4 uds.
5454007909	Bolsa instantánea de frío, color blanco	1 x 4 uds.

